



PROSEPTIN

PPN



Ostrzeżenie!

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus:
- Masz objawy takie jak kaszel, duszności, problemy z oddychaniem – bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, lub obserwacyjno-zakaźnego.
- Nie masz ww. objawów – przez kolejne 14 dni, kontroluj swój stan zdrowia, codziennie mierz temperaturę.
- Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem – bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

<https://www.gov.pl/web/koronawirus>

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

PROSEPTIN to gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.

DANE TECHNICZNE

Stan - ciecz
Kolor – bezbarwny
Zapach – charakterystyczny dla użytych komponentów
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym : 82°C
Prężność par 20°C : 4894 Pa
Prężność par 50°C : 23534 Pa (24 kPa)
Szybkość parowania : 1,4 (dla 95% etanolu względem octanu n-butylu)
Gęstość pary 20°C : 0,085 kg/m³ (dla etanolu)
Temperatura wrzenia / zakres temp. wrzenia - ok. 100°C
Temperatura zapłonu: 20°C
Temperatura samozapłonu: 399 °C
Gęstość w temp. 20°C – 840-855 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalny bez ograniczeń

ZASTOSOWANIE

PROSEPTIN należy stosować zawsze, gdy istnieje podwyższone ryzyko występowania drobnoustrojów chorobotwórczych. Najczęściej ma to miejsce w momencie, gdy stykamy się z zewnętrznym, obcym dla naszego organizmu otoczeniem, w dużych skupiskach ludzkich, gdy jesteśmy narażeni na infekcje — np. w środkach transportu publicznego, środowisku opieki medycznej, na basenie, w pracy, szkole, a także kontakcie z drugim człowiekiem.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
PPN	PROSEPTIN	poj 5l	Zmywacze, odtłuszczacze

DOZOWNIK ŁOKCIOWY ZALECANY DO PROSEPTIN



Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
DZL	DOZOWNIK ŁOKCIOWY Z BUTELKĄ 1l	12 szt	Zmywacze, odtłuszczacze

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

